

شرکت احیا درمان پیشرفته

**EHYA DARMAN  
PISHRAFTEH CO.**

## اولین تولیدکننده

### تجهیزات تنفسی، بیهوشی و تصویر برداری در ایران

شرکت احیا درمان پیشرفته اولین تولید کننده دستگاه‌های ونتیلاتور مراقبت‌های ویژه (اطفال-بزرگسال)، ونتیلاتورهای تخصصی نوزادان، ماشین‌های بیهوشی و همچنین تنها تولید کننده دستگاه CT Scan در ایران می باشد.





شرکت احیا درمان پیشرفته

**EHYA DARMAN**

**PISHRAFTEH CO.**


شرکت احیا درمان پیشرفته در ابتدا با اخذ نمایندگی از یک کمپانی اروپایی و واردات دستگاه‌های تنفسی شروع به کار نمود و سپس با کسب تجربه و دانش فنی، موفق به تولید دستگاه‌های تنفسی برای اولین بار در ایران شد. با گذشت زمان و انتقال تکنولوژی تولید، موفق به دریافت پروانه تولید مستقل دستگاه ونتیلاتور مراقبت‌های ویژه و دستگاه ماشین بیهوشی شده و جزو نخستین شرکت‌های دانش بنیان ایران گردید. پس از دریافت تاییدیه از مراجع داخلی و حسن کیفیت محصولات تولیدی، موفق به اخذ گواهی بین‌المللی CE برای تولیدات خود گردید. شرکت احیا درمان پیشرفته با سابقه ۲۰ ساله در زمینه تجهیزات پزشکی و آشنایی با چالش‌های تولید، فروش و خدمات پس از فروش در کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی، گام بعدی خود را در زمینه تولید دستگاه CT Scan برداشت و با بهره‌گیری از دانش فنی مناسب و متخصصین مجرب و سابقه ای خوش نام در زمینه خدمات پس از فروش، به عنوان اولین تولید کننده مستقل دستگاه CT Scan در ایران معرفی گردید.



BACK



MENU



FDA



0076



## دستگاه ونتیلاتور پرتابل

Brand: AutoMEDx

Model: SAVE II™

مدهای دستگاه:

- ◉ IMV
- ◉ CPR Mode
- ◉ VCV
- ◉ Assist VCV

رده سنی: ونتیلاتور با تکنولوژی توربوفن قابل استفاده برای رده سنی اطفال و بزرگسال

مشاهده ویژگی‌های شاخص

Brand: **AutoMEDx**  
Model: **SAVE II™**

## دستگاه ونتیلاتور پرتابل

### TECHNICAL DATA:

- ⊕ Tidal Volume: 200-800 ml
- ⊕ Respiratory Rate: 8-30 BPM
- ⊕ PIP: 10-60 cmh<sub>2</sub>o
- ⊕ PEEP: 0-10 cmh<sub>2</sub>o
- ⊕ Fio<sub>2</sub>: 21-100%
- ⊕ O<sub>2</sub>: Low Flow Source
- ⊕ Size: (16.5×6.25×5)cm
- ⊕ Weight: 1.2 Kg



استفاده هوایی



استفاده آمبولانس



استفاده بیمارستانی



استفاده نظامی

تنظیم اتوماتیک حجم دمی بیمار بر اساس استاندارد IBW

قابلیت استفاده بصورت Invasive & Non-invasive

تنظیم حجم دمی بیمار بر اساس استاندارد ARDSnet Protocol Recommended (Tidal Volume) ARDSnet

قابلیت نمایش Heart Beat

دارای توربین داخلی و بدون نیاز به کپسول اکسیژن


قابلیت تنفس دهی به صورت Time Cycled, Volume-Targeted, Pressure-Limited

قابلیت Manual Trigger

دارای 10 ساعت باطری داخلی

قابلیت نمایش آلامر های Disconnect, High Pressure, Spontaneous Breath, Low Battery

 بازگشت به صفحه قبل



شرکت احیا درمان پیشرفته  
**EHYA DARMAN  
PISHRAFTEH CO.**

مشاهده  
وبسایت



دفتر مرکزی

تهران، بلوار میرداماد، ضلع شمالی خیابان رودبار  
غربی، پلاک ۳۰  
تلفن: ۰۲۱ ۲۲۲ ۵۰ ۵۵۵

کارخانه

مشهد، کیلومتر ۱۲ بزرگ راه آسیایی، پارک علم  
و فناوری خراسان، نبش هم آفرینی ۵، شرکت  
احیاء درمان پیشرفته  
تلفن: ۰۵۱ ۳۵ ۴۱ ۱۳ ۲۵

